



VenoTrain®

Compresión y elegancia.

Catálogo de productos – medias de compresión
válido desde el 01.01.2009

¡Aquí hay muchas cosas para usted!

Índice

Productos y conceptos de tratamiento	4
El concepto de servicio de Bauerfeind	5
Medias de compresión medicinales	6
VenoTrain®	7
El Perfect-Fit System (sistema de ajuste perfecto)	8
VenoTrain® <i>micro</i>	9
VenoTrain® <i>micro balance</i>	10
VenoTrain® <i>soft</i>	11
VenoTrain® <i>look</i>	12
VenoTrain® <i>champion</i>	13
VenoTrain® <i>sport</i>	14
VenoTrain® <i>impuls</i>	15
VenoTrain® <i>delight</i>	16
VenoTrain® <i>ulcertec</i>	17
VenoTrain® <i>glider</i>	18
Accesorios VenoTrain®	18
Clases de compresión e indicaciones	19
Modelos	19
Descripción general del producto	20
Sistema de tallas	22

Productos y conceptos de interés Para una mejor calidad de vida

Bauerfeind AG, uno de los fabricantes líderes de productos medicinales del mundo entero, contribuye de forma significativa con sus productos y sus conceptos de tratamiento a mantener y restablecer la salud y mejorar el bienestar y, así, aumentar la calidad de vida. Unimos nuestra experiencia en tecnología y fabricación, adquirida en el curso de varias décadas, a la fuerza innovadora, que es la tradición de una empresa familiar de la clase media con pensamiento internacional. Desde siempre, nuestros especialistas colaboran estrechamente con médicos, científicos e investigadores. El resultado son productos y servicios patentados y premiados, de calidad "made in Germany".

Medias de compresión de Bauerfeind

Tenemos la media de compresión adecuada para cada problema: Las medias de compresión Venotrain®, en sus distintas versiones de largo, permiten el tratamiento de cualquier enfermedad venosa, desde la más leve a la más grave. Y es que para nosotros no sólo es importante garantizar la eficacia medicinal y la sobresaliente calidad de nuestros productos, sino también adaptarlos a las necesidades en continuo crecimiento de las personas.

Vendajes y ortesis de Bauerfeind

Nuestro cometido es utilizar nuestros modernos vendajes y ortesis terapéuticos para contribuir a que las personas sigan siendo activas y conserven su movilidad, incluso a una edad avanzada. Médicos y fisioterapeutas utilizan nuestros productos, tanto para la prevención como para el tratamiento de dolencias y para favorecer el proceso de curación después de haber sufrido una lesión.

Plantillas y calzado de Bauerfeind

En el campo de las plantillas ortopédicas, hemos establecido pautas en toda Europa con nuestros productos tradicionales y los conceptos innovadores de plantillas, como TRIactive® y BInamic®. El calzado terapéutico, las ortesis de descarga y el sistema preventivo para pacientes con problemas de pies completan la oferta de productos para el tratamiento ortopédico del pie.

Prótesis y materiales de Bauerfeind

Nuestro objetivo es hacer posible que las personas con discapacidades lleven una vida normal. Con nuestras piezas de ajuste protésicas para las extremidades inferiores, ofrecemos múltiples soluciones para que las personas que hayan sufrido una amputación mejoren de algún modo su calidad de vida. Los materiales y herramientas para el técnico, así como los productos de taller y ortesis, completan la oferta.

Tecnología de medición de Bauerfeind

Ya sea para tomar las medidas exactas para las medias de compresión, para realizar el modelado preciso de los vástagos de prótesis o para fabricar plantillas ortopédicas individuales, nuestros sistemas digitales de medición únicos establecen las pautas para un tratamiento de alta calidad.

El concepto de servicio de Bauerfeind Puede confiar en él

Nuestro objetivo es asegurar la calidad mejor posible a sus clientes. Hemos refinado nuestro concepto de servicio pensando precisamente en esto: conseguir un desarrollo eficaz del negocio, un asesoramiento óptimo y unas soluciones de tratamiento personalizadas. del tratamiento de los pacientes también en el futuro. Y esto sólo es posible colaborando con distribuidores especializados que deseen proporcionar el servicio más rápido y

Nuestros vendedores ofrecen un asesoramiento competente respecto a las dudas sobre los productos o la venta y, además, son los puntos de contacto para comentar conceptos de comercialización comunes. Si desea hacer una búsqueda rápida o realizar un pedido en línea con total comodidad, puede visitar la página www.bauerfeind.com, donde obtendrá toda la información necesaria. Además, puede utilizar nuestros números telefónicos gratuitos para recibir asesoramiento o hacer un pedido. Y, gracias a nuestra moderna logística, el cliente puede recibir los productos en un plazo de 48 horas.

Servicio de atención al cliente
96 385 66 33

Servicio técnico
96 385 66 33

Teléfono - fax
96 385 66 99

Correo electrónico
info@bauerfeind.es



Medias de compresión medicinales Siempre un paso adelante

Las medias de compresión VenoTrain® se fabrican desde 1991 en una de las plantas de producción más modernas del mundo y ofrecen el mejor tratamiento posible para las enfermedades de las venas y los linfedemas, independientemente de su gravedad.

Gracias al empleo de materiales de alta tecnología y a su perfecta confección, con nuestros productos garantizamos una eficacia comprobada y una comodidad de uso de primera clase.

No sólo decimos que nuestros productos son líderes: lo sabemos a ciencia cierta. Los extensos estudios clínicos, así como las observaciones sobre el uso y las pruebas que se efectúan continuamente en cooperación con renombrados institutos y según estándares reconocidos, son la razón de este liderazgo.

La extraordinaria tolerancia de las medias **VenoTrain® micro balance**, la primera media de compresión del mundo con cuidado de la piel integrado, así como sus positivos efectos sobre la piel, se han demostrado claramente en diversos estudios clínicos.

Las investigaciones científicas también han demostrado que el innovador sistema de medias de compresión **VenoTrain® ulcertec** permite obtener resultados terapéuticos óptimos en el tratamiento de las úlceras venosas de la pierna.

El **Perfect-Fit System** desarrollado por Bauerfeind, basado en un extenso análisis de mediciones digitales de piernas, ofrece una flexibilidad claramente mayor, pues permite un tratamiento adaptado y exacto con medias de compresión estándar.

Todos los productos VenoTrain® cumplen las especificaciones de la ley de productos medicinales y llevan el marcado CE como garantía de su calidad comprobada. Por supuesto, todos los productos cumplen la norma Öko-Tex 100.



VenoTrain® La decisión correcta para cada caso

La elección de las medias o pantys de compresión que se usarán para tratar al paciente depende en primer lugar del curso de la enfermedad. Existe un producto VenoTrain® adecuado para cada estadio de la insuficiencia venosa

crónica y para cada una de las afecciones linfáticas. Además, el surtido de tejidos de malla plana SoraLife® permite el tratamiento linfático adecuado para cada indicación, en una variedad de modelos individuales

y de diferentes materiales. Puede obtener información más detallada a través de su proveedor especializado o de nuestra línea de servicio, que funciona las 24 horas.

VenoTrain® sport	VenoTrain® look	VenoTrain® micro	VenoTrain® micro balance	VenoTrain® champion	VenoTrain® soft	VenoTrain® impuls	VenoTrain® delight	VenoTrain® ulcertec
Malla circular	Malla circular	Malla circular	Malla circular	Malla circular	Malla circular	Malla circular	Malla plana	Malla especial
Ccl 1	Ccl 1, 2	Ccl 1, 2	Ccl 1, 2	Ccl 2	Ccl 1, 2	Ccl 2, 3	Ccl 1, 2, 3, 4	30 mmHg en la media externa 10 mmHg en la media interna
AD	AD, AG, AT, ATU	AD, AF, AG, AT, ATU	AD, AT, AG, AT	AD	AD, AF, AG, AT	AD, AG	todos los modelos como confección a medida	AD

como prevención de afecciones venosas, en la varicosis leve, después de operaciones de las venas, después de la escleroterapia, durante el embarazo y los viajes

media de alta elasticidad para el tratamiento flebológico básico con las clases de compresión general baja

para tratamiento de varicosis muy acentuadas, en casos de trastornos graves de la función venosa, después de la cicatrización de una úlcera venosa de pierna, en casos de afecciones linfáticas

media con alta presión de trabajo, para el tratamiento óptimo con clases de compresión general altas

buenas posibilidades de atención con un número relativamente reducido de tallas y una alta adaptabilidad

mayor proporción de tratamientos con un sistema de tallas muy diferenciado

El Perfect-Fit System ¡Nadie conoce las piernas mejor que Bauerfeind!

Ajuste como hechas a medida

Para una atención y satisfacción óptimas del cliente, es indispensable tomar las medidas de las medias de compresión medicinales según el esquema de medidas obligatorio (normas de calidad y verificación RAL-GZ 387 de septiembre de 2000). La imagen tridimensional garantiza la medición digital según las normas legales y asegura la más alta exactitud de medida.

Ya se han medido con precisión más de 100.000 piernas mediante la moderna tecnología tridimensional, y se han tratado con medias de compresión VenoTrain®. Los perímetros y las longitudes que se han medido de las piernas se han analizado científicamente y constituyen la base del desarrollo ulterior del reconocido sistema de tallas V4+.

Resultado concluyente

El Perfect-Fit System: una revolución en lo que respecta a la adaptación exacta. Las medias de compresión VenoTrain® de serie del Perfect-Fit System se adaptan como hechas a medida.

VenoTrain® micro

La atractiva media de compresión para sentirse bien.

VenoTrain® micro está compuesta por un tejido de malla suave con alto contenido de microfibras. Junto con su aspecto atractivo, estas medias de compresión garantizan una extraordinaria comodidad de uso. El efecto microComfort actúa de tal forma que sólo las microfibras entren en contacto con la piel.

Comodidad de uso de primera clase

- alrededor del 50 % de microfibras
- planta del pie cómoda
- parte abdominal funcional (panty)
- calidad de media fina opaca

Permiten respirar a la piel

- microclima óptimo
- no hay retención desagradable del calor sobre la piel

Programa de entrega

- en serie o confección a medida
- Perfect-Fit System (sistema de ajuste perfecto)
- diferentes modelos
- Ccl 1 y Ccl 2

Combinación de materiales

Ccl 1	65% de poliamida
	35% de elastano
Ccl 2	55% de poliamida
	45% de elastano

Colores

Crema	Caramelo	Amaretto
Negro	Almendra*	Nuez*
Café*	Marino*	Grafito*

Disponible además en los colores actuales de moda.

* Listo para la entrega en el plazo máximo de 10 días laborables.

Instrucciones para el cuidado

104 °F



VenoTrain® *micro balance*




La primera media de compresión que cuida y protege las piernas.

VenoTrain® *micro balance* es la primera media de compresión en el mundo que cuida y protege las piernas mientras se usan. Así, conserva el equilibrio del contenido de humedad natural de la piel.

Combinación de materiales

Ccl 1	65% de poliamida 35% de elastano
Ccl 2	55% de poliamida 45% de elastano

Colores



Instrucciones para el cuidado



Bienestar y cuidado reunidos

- alrededor del 50 % de microfibras
- provista con sustancias activas para el cuidado de la piel
- cuida y protege las piernas
- calidad de media fina opaca

Armonizante

- Quita la rugosidad de la piel
- Mantiene la hidratación de la piel
- Reduce el picor

Exclusiva

- De gusto refinado y de primera calidad

Programa de entrega

- En serie o confección a medida
- Perfect-Fit System (sistema de ajuste perfecto)
- Diferentes modelos
- Ccl 1 y Ccl 2



VenoTrain® *soft*



La suave media de compresión con potente efecto.


Gracias a su tejido de malla fino, agradable para la piel, VenoTrain® *soft* posee propiedades de uso extraordinariamente agradables. Su confección especial permite la acción del efecto softVital: la piel es masajeadada suavemente, lo que estimula la circulación. Las venas se comprimen y vitalizan.

Los pedidos de VenoTrain® *soft* efectuados hasta las 10 de la mañana se preparan y envían el mismo día (válido sólo para el color natural).

Combinación de materiales

Ccl 1	70% de poliamida 30% de elastano
Ccl 2	65% de poliamida 35% de elastano

Colores



Instrucciones para el cuidado



Material revitalizador

- Tejido agradable a la piel
- Opaco

Versátil

- Para ella y para él
- Ideal para el cuidado posoperatorio

Gran estabilidad

- Larga durabilidad

Programa de entrega

- En serie o confección a medida
- Perfect-Fit System (sistema de ajuste perfecto)
- Diferentes modelos
- Ccl 1 y Ccl 2



VenoTrain® look



La atractiva media de compresión.

Gracias a su aspecto elegante, su brillo único y su leve transparencia, VenoTrain® look se destaca especialmente entre las medias de compresión medicinales. El excepcional efecto lookShine le proporciona un gran atractivo, junto con una excelente eficacia medicinal.

Combinación de materiales

Ccl 1	60% de poliamida 40% de elastano
Ccl 2	55% de poliamida 45% de elastano

Colores



Aspecto atrayente

- Brillo a la moda
- Leve transparencia


Excepcional

- Elasticidad
- Efecto push-up

Programa de entrega

- En serie o confección a medida
- Sistema de tallas verificado
- Diferentes modelos
- Ccl 1 y Ccl 2

Instrucciones para el cuidado



VenoTrain® champion





La media de compresión versátil para cada circunstancia.

Gracias a la mezcla de materiales (algodón y poliamida) VenoTrain® champion es especialmente adecuada para el trabajo y el tiempo libre. El efecto championCotton garantiza una regulación óptima del calor y la temperatura.

Combinación de materiales

Ccl 2	72% de poliamida 5% de algodón 23% de elastano
--------------	--

Colores



Mezcla innovadora de materiales

- Algodón del lado interno
- Fibra dinámica de poliamida Tactel®

Activa

- Bienestar perceptible para las venas
- Eliminación de la humedad garantizada


De fácil lavado

- seca rápidamente

Programa de entrega

- En serie o confección a medida
- Perfect-Fit System (sistema de ajuste perfecto)
- Modelo AD
- Ccl 2

Instrucciones para el cuidado



VenoTrain® sport


La media de compresión deportiva que produce una activación perceptible.

VenoTrain® sport es la primera media deportiva que cumple los requisitos RAL para dispositivos médicos y se adapta perfectamente a las necesidades de los deportistas. Las hinchazones de las piernas que pueden producirse por las altas cargas se reducen claramente y, así, aumenta la resistencia.

Combinación de materiales

Ccl 1 65% de poliamida
35% de elastano

Color



Instrucciones para el cuidado

104 °F

Comodidad de uso de primera clase

- alrededor de 50 % de microfibras
- Planta del pie reforzada con efecto antibacteriano

Activadora

- Bienestar para las venas gracias a la acción medicinal comprobada.
- Regulación óptima de la temperatura.

Programa de entrega

- 4 tallas de serie
- Basada en el Perfect-Fit System (sistema de ajuste perfecto)
- Modelo AD
- Ccl1

VenoTrain® impuls

La vigorosa media de compresión para afecciones venosas avanzadas.

Gracias a su novedoso tejido, VenoTrain® impuls provoca un aumento rápido de la presión y, con ello, una mayor presión de trabajo. El efecto impulsWork fomenta de forma intensa la función natural de las venas y estimula la movilidad.

Combinación de materiales

Ccl 2 81% de poliamida
19% de elastano
Ccl 3 77% de poliamida
23% de elastano

Color



Instrucciones para el cuidado

86 °F

Fuerte malla tubular

- Material de elasticidad restringida
- Máxima resistencia al uso

De gran efecto

- Descarga perceptible de las venas
- Estimula la movilidad

Confortable

- Al mismo tiempo vigorosa y agradable

Programa de entrega

- En serie o confección a medida
- Sistema de tallas muy diferenciado
- Diferentes modelos
- Ccl 2 y Ccl 3



VenoTrain® *delight*



La media de compresión de tejido plano para tratamiento intensivo a medida.

VenoTrain® *delight* combina comodidad con una acción terapéutica óptima en una media de compresión de tejido plano. El efecto *delightFull* logra una acción completa en superficie y profundidad sobre los sistemas venoso y linfático.

Tejido con adaptación anatómica

- Tejido permeable al aire, transpirable, de doble tracción

Eficaz

- Efecto de compresión total sobre las venas superficiales y profundas de la pierna, así como sobre el sistema linfático.
- La mejor comodidad de uso con gran resistencia a la deformación

Agradable para el usuario

- Fibra sin látex para la mejor tolerancia de la piel

Programa de entrega


- Confección a medida
- Diferentes modelos
- Ccl 1, Ccl 2, Ccl 3 y Ccl 4

Combinación de materiales

VenoTrain® *delight* para tratamiento de las piernas

Ccl 2	80% de poliamida 20% de elastano
Ccl 3	79% de poliamida 21% de elastano
Ccl 4	75% de poliamida 25% de elastano


Color



Caramelo

Instrucciones para el cuidado

86°F 30°C



VenoTrain® *delight* para tratamiento de los brazos

Ccl 1+2	80% de poliamida 20% de elastano
----------------	-------------------------------------



VenoTrain® *ulcertec*



La media de compresión especial para el tratamiento de las úlceras venosas de la pierna.

VenoTrain® *ulcertec* se destaca por su tejido romboidal patentado. El efecto *ulcertecSystem* ofrece, a través de la combinación de una media interna y una externa, un perfil único de presión para un modo de acción óptimo, especialmente para el tratamiento de úlceras venosas de la pierna.

Estructura reticular dinámica

- Gracias a las bandas espiraladas cruzadas entre sí

Funcional

- Mayor presión de trabajo gracias a la menor elasticidad de la estructura reticular
- Presión constante en el tiempo

Única

- Combinación superpuesta coordinada de las medias externa e interna
- La alternativa a los vendajes de compresión


Programa de entrega

- Sistema de tallas
- 10 mmHg en la media interna
- 30 mmHg en la media externa

Combinación de materiales

Media externa	77% de poliamida 23% de elastano
Media interna	89% de poliamida 11% de elastano

Colores



Natural (media externa) Blanco (media interna)


Instrucciones para el cuidado

Media externa

104°F 40°C

Media interna

203°F 95°C



VenoTrain® glider



VenoTrain® glider es la práctica ayuda para ponerse y quitarse medias de compresión medicinales de todo tipo. Apto para la colocación en piernas y brazos.

Material resistente al uso

- Muy robusto y resistente a los desgarros
- Extremadamente ligero

Ahorra tiempo y lugar

- De utilización sencilla
- Colocación y retirada sin problemas en menos tiempo
- Ideal para viajes

Material

Poliamida recubierta de silicona


Accesorios VenoTrain®




Es suave para las medias y de gran rendimiento: El **detergente especial** limpia suavemente, permite un cuidado económico y confiere una protección duradera.




Resiste bien durante el día: La **suela antideslizante** ofrece una fijación más segura al calzado.




Protege las medias de compresión: Si se meten en la **red para lavado**, las medias de compresión VenoTrain® están en buenas manos en cualquier lavadora.



Pone las piernas de nuevo en movimiento: Ejercicios sencillos con la **cinta para gimnasia** reaniman las piernas en poco tiempo después de estar mucho tiempo sentado o de pie.



Asegura el ajuste perfecto de las medias hasta el muslo: El **pañó de limpieza para la liga** asegura la sujeción de la liga aun en los días más largos.



Facilitan las cosas: Con los **guantes de goma**, las medias de compresión se colocan correctamente en un santiamén.

Clases de compresión e indicaciones

Ccl	Modo de acción	Valores de presión (mmHg) en la zona del empeine	Indicaciones
1	<ul style="list-style-type: none"> • Compresión suave • Efecto superficial suave 	18 – 21	<ul style="list-style-type: none"> • Prevención de afecciones venosas • Varicosis leve • Después de operaciones de las venas • Después de la escleroterapia • Durante el embarazo y los viajes • Como tratamiento de varicosis graves establecidas • Casos de trastornos graves de la función venosa • Después de la cicatrización de una úlcera venosa de la pierna • En casos de afecciones linfáticas • Estados elefantiásicos • Para la prevención, el tratamiento y la atención posoperatorios de las úlceras venosas de pierna
2	<ul style="list-style-type: none"> • Compresión media • Efecto superficial mediano • Acción profunda suave 	23 – 32	
3	<ul style="list-style-type: none"> • Compresión intensa • Acción superficial y profunda 	34 – 46	
4	<ul style="list-style-type: none"> • Compresión muy intensa • Acción profunda intensa 	desde 49	

Modelos

Pierna



AD
Media corta



AF
Media hasta mitad del muslo



AG
Media larga



AT / ATX Panty
Forma especial ATX (Panty con parte abdominal compresiva)



ATU
Panty para embarazo



ATH
Panty para caballeros



ATE
Panty con una sola pierna



ET
Bermuda



CT
Pantalones Capri (piratas)

Complementos



BD



BG



CG



DG

Brazo



CG, CG1
Manga de compresión



CH-BH
Manga de compresión



CH-ceñidor
Manga de compresión

Para un vistazo general rápido

Resumen de productos y modelos

Programa de entrega de la serie **VenoTrain®**: productos con malla circular

Especificaciones		VenoTrain® micro				VenoTrain® micro balance			VenoTrain® soft				VenoTrain® look				VenoTrain® champion		VenoTrain® sport		VenoTrain® impuls		VenoTrain® ulcertec				
Modelos		AD	AG	AT	ATU	AD	AG	AT	AD	AG	AT	ATU	AD	AG	AT	ATU	AD	AD	AD	AG	AD	AG	AD	AG	AD	AD	
Clases de compresión Ccl	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	10 mmHG en la media interna 30 mmHg en la media externa
	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	
	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Terminación/Liga	Tejido de punto	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	○	●	○	●	○	●
	Puntilla	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Panal	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Mota	○	●	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Motas con dibujos	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Puntera	abierta	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Media externa abierta
	cerrada	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	Media interna cerrada

○ Sólo disponible en Ccl 2.

Programa de entrega de **VenoTrain®** confeccionadas a medida: productos con malla circular

Especificaciones		VenoTrain® micro				VenoTrain® micro balance				VenoTrain® soft								VenoTrain® look				VenoTrain® champion		VenoTrain® impuls				
Modelos		AD	AF	AG	AT	ATU	AD	AG	AT	AD	AF	AG	AT	ATU	ATH	ATX	ATE	AD	AG	AT	ATU	AD	AD	AD	AG	AT	ATH	ATX
Clases de compresión Ccl	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Terminación/Liga	Tejido de punto	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●
	Puntilla	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Panal	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Mota	○	●	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Motas con dibujos	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Fijación a la cadera	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Puntera	abierta	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	cerrada	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	sin pie	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Roma	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Parte abdominal	entrepierna abierta	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

Programa de entrega de **VenoTrain®** confeccionadas a medida: productos con malla plana

Especificaciones		VenoTrain® delight para tratamiento de las piernas										VenoTrain® delight para tratamiento de los brazos		
Modelos		AD	AF	AG	AT	ET	CT	BD	BG	CG	DG	CG	CG1	CH
Clases de compresión Ccl	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●
	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
	4	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Terminación/Liga	Borde de tejido de punto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
	Mota	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○
	Fijación a la cadera	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Fijación al sostén	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	Ceñidor de hombro	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Puntera	abierta	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	cerrada	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	abierta en diagonal	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Talón T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Almohadillas viscoelásticas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

○ Disponible con talón T o almohadillas, a elección.



VenoTrain® micro, VenoTrain® micro balance, VenoTrain® soft, VenoTrain® champion

Contorno	S		M		L		XL	
	Normal	Plus	Normal	Plus	Normal	Plus	Normal	Plus
cG Liga ancha	51-57	59-66	56-63	62-69	60-67	66-74	63-71	71-80
cG Liga normal	45-51	52-59	49-56	55-62	53-60	58-66	55-63	62-71
cG	45-57	52-66	49-63	55-69	53-67	58-74	55-71	62-80
cF	40-52	43-55	43-55	46-60	45-59	50-64	49-63	52-68
cE	33-40	36-44	35-43	39-49	38-48	42-53	42-53	47-58
cD	29-35	32-38	32-38	35-42	34-42	37-45	37-45	41-49
cC	31-37	34-40	34-40	37-44	37-45	39-47	40-48	43-51
cB1	25-29	27-31	27-32	29-34	29-35	31-37	32-38	34-40
cB	20-22		22-25		25-28		28-31	
cY	29-33		31-35		34-40		37-43	
cA	19-24		22-27		25-31		28-35	

Largo	short	long	Tipo
ℓD	35-40	40-46	AD
ℓG	61-70	70-80	AG, AT

Válido a partir del 1 de marzo de 2009

Sistema de tallas V4+ – VenoTrain® look

Contorno	S		M		L		XL	
	Normal	Plus	Normal	Plus	Normal	Plus	Normal	Plus
cG Liga	46-53	51-59	49-56	54-62	53-60	58-67	55-63	62-71
cG	46-56	51-62	49-60	54-66	53-64	58-71	55-69	62-76
cF	38-48	43-54	42-52	47-56	46-56	50-61	49-60	55-66
cE	32-38	35-42	35-41	38-44	37-44	40-48	39-47	43-51
cD	28-33	31-35	31-36	33-39	33-39	36-42	36-43	39-45
cC	30-34	32-36	32-38	34-40	35-41	37-43	38-44	41-46
cB1	25-28	26-29	27-31	28-32	30-34	31-35	33-37	34-38
cB	20-22		22-25		25-28		28-31	
cY	-32		-35		-39		-43	
cA	20-24		22-27		25-30		28-34	

Largo	short	long	Tipo
ℓD	35-39	40-44	AD
ℓG	62-70	71-80	AG, AT

Sistema de tallas – VenoTrain® sport

Contorno	S	M	L	XL
cD	29-38	32-42	34-45	37-49
cC	31-40	34-44	37-47	40-51
cB1	25-31	27-34	29-37	32-40
cB	20-22	22-25	25-28	28-31
cY	29-33	31-35	34-40	37-44
cA	19-24	22-27	25-31	28-35

Largo	short	long	Tipo
ℓD	35-40	40-46	AD

Sistema de tallas V6+ – VenoTrain® impuls

Contorno	I		II		III		IV		V		VI	
	Normal	Plus	Normal	Plus	Normal	Plus	Normal	Plus	Normal	Plus	Normal	Plus
cG	45-53	51-59	48-56	54-62	51-59	57-66	54-63	60-69	57-66	63-73	60-70	66-76
cF	39-45	43-50	42-49	46-53	45-52	49-57	48-56	52-60	51-59	55-64	54-63	58-67
cE	32-37	35-40	34-39	37-42	36-41	39-44	38-44	41-47	40-46	43-49	42-48	45-51
cD	28-32	30-34	30-34	32-37	32-37	34-39	34-39	36-41	36-41	38-43	38-43	40-46
cC	29-33	31-35	31-35	33-38	33-38	35-40	35-40	37-42	37-42	39-44	39-44	41-47
cB1	23-27	24-28	25-29	26-30	27-31	28-32	29-43	30-35	31-36	32-37	33-38	34-39
cB	19-20,5		20,5-22		22-24		24-26		26-28,5		28,5-31	
cY	25-29		26-31		28-33		30-35		32-38		35-41	
cA	19-22		20-23		22-25		24-27		26-30		28-33	

Largo	short	long	Tipo
ℓD	35-39	40-44	AD
ℓG	62-70	71-80	AG

Sistema de tallas X5 – VenoTrain® ulcertec

Contorno	XS	S	M	L	XL
cC	28-35	31-39	34-42	37-47	41-52
cB	18-20	20-23	23-26	26-30	30-34

Largo	short	long	Tipo
ℓD	bis 40	ab 40	AD

MEDIAS DE COMPRESIÓN

VENDAJES Y ORTESIS

PLANTILLAS Y CALZADO

PRÓTESIS Y MATERIALES

TECNOLOGÍA DE MEDICION

Rev. 3 – 01/09_27120101004001

Bauerfeind AG

Triebeser Strasse 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany
Phone +49 (0) 36628-66-10 00
Fax +49 (0) 36628-66-19 99

Spain

Bauerfeind Ibérica S.A.
Historiador Diago 13
E-46007 Valencia
Phone +34 96 385 66 33
Fax +34 96 385 66 99
E-mail info@bauerfeind.es